

Link do produktu: <https://edusfera.net/preparat-kalibracyjny-xy-levenhuk-med-p-3271.html>

# Preparat kalibracyjny X/Y Levenhuk MED



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>149,95 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>76167</b>         |
| Kod producenta   | <b>76167</b>         |
| Kod EAN          | <b>5905555004822</b> |
| Producent        | <b>Levenhuk</b>      |

## Opis produktu

Preparat kalibracyjny X/Y Levenhuk MED to akcesorium niezbędne do kalibracji programu analizy obrazu. Określa on współczynnik korekcji, dzięki czemu program może szybko konwertować wartości na różne jednostki miary. Preparat kalibracyjny może być używany z mikroskopami wszystkich marek.

Preparat kalibracyjny Levenhuk MED X/Y to przezroczyste szkło. Skala mikrometryczna jest umieszczona w centrum preparatu. Minimalna podziałka wynosi 0,01 mm. Po obu stronach skali umieszczono okręgi o różnych średnicach (1,5 mm, 0,6 mm, 0,15 mm i 0,07 mm).

### Używanie preparatu kalibracyjnego:

1. Umieść preparat na stoliku mikroskopu.
2. Obróć miskę rewolwerową, aby wybrać obiektyw roboczy.
3. W kamerze włącz tryb fotografowania w maksymalnej rozdzielczości, a następnie zrób zdjęcie skali.
4. W oprogramowaniu do analizy obrazu wybierz tryb kalibracji, za pomocą myszy wskaż maksymalną widoczną odległość, a następnie wprowadź wynikową wartość w rzeczywistych jednostkach.
5. Wprowadź nazwę kalibracji i ponownie sprawdź wartości.
6. Jeśli wszystkie czynności zostaną wykonane prawidłowo, oprogramowanie zapamięta współczynnik korekcji, a w przyszłości samodzielnie przeliczy wartości na wymagane jednostki miary.

### Dane techniczne

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Długość skali, mm      | 1                 |
| Liczba podziałek skali | 100               |
| Podziałka skali, mm    | 0,01              |
| Średnica okręgu, mm    | 1,5/0,6/0,15/0,07 |