

Link do produktu: <https://edusfera.net/kondensor-ciemnego-pola-levenhuk-med-olejowy-na-1-361-25-do-mikroskopow-med-30354045-p-3311.html>



## Kondensor ciemnego pola Levenhuk MED (olejowy, NA 1,36–1,25) do mikroskopów MED 30/35/40/45

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>849,95 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>81893</b>         |
| Kod producenta   | <b>81893</b>         |
| Kod EAN          | <b>5905555020679</b> |
| Producent        | <b>Levenhuk</b>      |

### Opis produktu

Kondensor ciemnego pola jest niezbędny do obserwacji, w których mikroskopia jasnego pola nie jest możliwa, np. w badaniach krwi lub badaniach żywych organizmów bez barwienia. Kondensor ciemnego pola jest instalowany zamiast standardowego, a jasny preparat staje się widoczny w polu widzenia okularu na całkowicie ciemnym tle.

Ten model kondensora został zaprojektowany specjalnie dla mikroskopów Levenhuk MED 30/35/40/45, ale można go również zainstalować w innych modelach o podobnych parametrach. Kondensor obsługuje zarówno „suche”, jak i „olejowe” obiektywy, co znacznie rozszerza zakres zastosowania akcesorium. Elementy optyczne kondensora są wykonane ze szkła, a korpus z aluminium.

#### Najważniejsze właściwości:

- Do obserwacji metodą ciemnego pola
- Obsługa obiektywów suchych i olejowych
- Opracowany specjalnie dla mikroskopów Levenhuk MED 30/35/40/45, może być używany z podobnymi modelami

#### Dane techniczne

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał soczewki            | szkło optyczne                                                                                                                 |
| Materiał korpusu             | aluminium                                                                                                                      |
| N.A.                         | 1,36–1,25                                                                                                                      |
| Wymagany otwór w stoliku, mm | 30                                                                                                                             |
| Typ montażu                  | „na gwint”, 37 mm                                                                                                              |
| Miejsce montażu              | w miejsce kondensora jasnego pola                                                                                              |
| Dodatkowe funkcje            | do użytku z suchymi lub olejowymi obiektywami o powiększeniu 4, 10, 20, 40, 60 lub 100 razy; wymaga użycia olejku immersyjnego |
| Kompatybilność               | mikroskopy Levenhuk MED 30/35/40/45 i podobne                                                                                  |