

Link do produktu: <https://edusfera.net/mikroskop-bresser-researcher-bino-p-1089.html>

Mikroskop Bresser Researcher Bino

Cena	1 679,95 zł
Numer katalogowy	62566
Kod producenta	62566
Kod EAN	0611901513454
Producent	Bresser

Opis produktu

Mikroskop Bresser Researcher Bino Dwuokularowy mikroskop biologiczny. Mikroskop Bresser Researcher Bino to profesjonalny mikroskop dwuokularowy z podświetleniem światłem przechodzącym, doskonałym układem optycznym oraz wytrzymałym metalowym korpusem. Jest idealny do zastosowań związanych z biologią i medycyną, jak również do nauki. Wygodna dwuokularowa głowica może być indywidualnie dostosowana do potrzeb użytkownika. Głowica wyposażona jest w cztery soczewki obiektywów oferujące powiększenia w zakresie od 40x do 1000x. Dzięki dołączonej soczewce 100x można pracować z użyciem olejku imersyjnego. Stolik ze skalą Verniera oraz pokrętkami regulacji zgrubnej i precyzyjnej pozwala na mocowanie dwóch próbek jednocześnie i zapewnia dokładne ustawienie obiektu pod obiektywem. Dioda LED i kondensor Abbego z diafragmą irysową gwarantują doskonałe oświetlenie obserwowanego obiektu. Przyrząd ten jest zasilany prądem przemiennym z sieci. Mikroskop może zostać dodatkowo wyposażony w szeroką gamę akcesoriów znajdujących się w zestawie. Do zestawu dołączony jest także fute ła. Elementy zestawu: Mikroskop Bresser Researcher Bino 40x-1000x 4 soczewki obiektywowe 1 para okularów Filtr niebieski Olejek immersyjny Osłona ochronna zasilacz sieciowy AC Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna Dane techniczne Typ: optyczne/z układem wielosoczewkowym, biologiczne Głowica: dwuokularowa, nachylana pod kątem 30° Powiększenie, x: 40-1000 Okulary: 10x Soczewki obiektywowe: 4x; 10x; 40x; 100x (zanurzenie w olejku) Rewolwer: 4 obiektywy Rozstaw okularów, mm: 53-75 Regulacja dioptrii okularu, dioptrii: ±5 Kondensor: Abbego Diafragma: irysowa Regulacja ostrości: precyzyjna i zgrubna Korpus: metalowy Oświetlenie: LED Regulacja jasności: tak Zasilanie: 220/240 V Sakwa: tak Typ: achromatyczny Zastosowanie: kliniczne i laboratoryjne Umiejscowienie źródła oświetlenia: dolne Metoda badania: metoda jasnego pola