

Link do produktu: <https://edusfera.net/mikroskop-bresser-researcher-trino-40-1000x-p-1090.html>



Mikroskop Bresser Researcher Trino 40-1000x

Cena	2 079,95 zł
Numer katalogowy	62567
Kod producenta	62567
Kod EAN	0611901513478
Producent	Bresser

Opis produktu

Mikroskop Bresser Researcher Trino 40-1000x Trójokularowa głowica. Zakres powiększenia od 40x do 1000x The Researcher Trino offers observing fun for an unbeatable price. Based on a solid metal body and equipped with DIN eyepieces and objectives, this transmission-type microscope fulfils even professional demands with its optical and mechanical quality. Many details, for example the cross table for optimal object positioning or the focuser with coarse and fine drive for dead-sharp images. Instead of a binocular head, the Trino Researcher has a trinocular head. With this equipment, the observer can make binocular observations and - at the same time! - take photographs or use a PC eyepiece. Features: Magnifications: 1000x, 400x, 100x, 40x Application range: Biology, Education, Teaching, Imaging Solutions, Botany Transmitted light microscope for high demands Dimmable LED illumination Additional lens barrel for a connection with a camera Abbe-condenser with iris diaphragm Adjustable eye relief The kit includes: Biological trinocular microscope 4 DIN-objectives 2 eyepieces Mechanical stage Condensor Manual Dane techniczne: Typ: optyczne/z układem wielosoczewkowym, biologiczne Głowica: trójokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 30° Powiększenie, x: 40-1000 Średnica tubusu okularu, mm: 23,2 Okulary: 10x Soczewki obiektywowe: 4x; 10x; 40x; 100x (do zanurzenia w oleju) Rewolwer: 4 obiektywy Rozstaw okularów, mm: 53-75 Regulacja dioptrii okularu, dioptrii: ± 5 Kondensor: Abbe Diafragma: irysowa Regulacja ostrości: współosiowy Korpus: metalowy Podświetlenie: LED Regulacja jasności: tak Zasilanie: 220-240V Sakwa: tak Zastosowanie: Produkt do użytku ogólnego. Może być używany przez dzieci powyżej 3. roku życia. Poziom zaawansowania: entuzjaści, eksperci Zastosowanie: kliniczne i laboratoryjne Umieszczenie źródła oświetlenia: dolne Metoda badania: metoda jasnego pola