

Link do produktu: <https://edusfera.net/mikroskop-cyfrowy-levenhuk-dtx-50-p-613.html>



Mikroskop cyfrowy Levenhuk DTX 50

Cena	329,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	61021
Kod producenta	61021
Kod EAN	0611901508542
Producent	Levenhuk

Opis produktu

Levenhuk DTX 50 to nowoczesny mikroskop cyfrowy USB zapewniający duże powiększenie 400x i wyposażony w kamerę cyfrową 1,3 Mpx, która umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów z przebiegu obserwacji. Ten model znajduje idealne zastosowanie w takich dziedzinach, jak radioelektronika, jubilerstwo, biologia, zoologia i wiele innych. Statyw standardowo znajduje się w zestawie.

Mikroskop podłącza się do komputera lub laptopa za pomocą standardowego kabla USB 2.0. Obserwacja próbek i edytowanie zapisanych obrazów odbywa się za pomocą łatwego w użyciu oprogramowania do przetwarzania obrazu, dołączonego do zestawu. Oprócz możliwości robienia i edytowania zdjęć oraz plików wideo program posiada także funkcję pomiaru, która umożliwia określenie długości obserwowanej próbki oraz pomiar kątów.

Mikroskop Cyfrowy Levenhuk DTX 50 jest bardzo łatwy w użyciu i nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy. Kompaktowe rozmiary przyrządu sprawiają, że jest bardzo wygodny do użytku w domu. Mikroskopu można używać ze statywem (dołączonym do zestawu) lub bez niego.

Obudowa mikroskopu jest pokryta gumą, dzięki czemu jest przyjemna w dotyku oraz zapobiega wyslizgnięciu się urządzenia z dłoni.

Cechy:

- Zasilanie poprzez port USB
- 8 wbudowanych diod LED w kolorze białym z możliwością płynnej regulacji jasności
- Robienie zdjęć i nagrywanie filmów
- Pomiar wielkości liniowych, powierzchni, kątów i promieni badanych próbek
- Szeroki zakres zastosowań
- Łatwość użytkowania
- Kompatybilność z systemami Windows i Mac OS

Zawartość zestawu:

- Mikroskop Cyfrowy Levenhuk DTX 50 z kablem USB 2.0
- Wygodny, zdejmowany statyw
- Osłona soczewki obiektywowej wykonana z tworzywa sztucznego
- Oprogramowanie do przetwarzania obrazu
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

Zalecenia dotyczące korzystania z oprogramowania.

Aby oprogramowanie działało poprawnie, należy uruchamiać zainstalowaną aplikację tylko jeśli mikroskop jest podłączony do komputera i gotowy do użycia.

Mikroskop Cyfrowy Levenhuk DTX 50 nie jest kompatybilny z zewnętrznymi aparatami cyfrowymi.

