

Link do produktu: <https://edusfera.net/zestaw-gotowych-preparatow-levenhuk-n38-ng-p-561.html>

Zestaw gotowych preparatów Levenhuk N38 NG

Cena	189,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	29278
Kod producenta	29278
Kod EAN	0611901511085
Producent	Levenhuk

Opis produktu

Przed rozpoczęciem obserwacji próbkę każdej rośliny lub innego materiału należy starannie przygotować: bardzo cienki fragment materiału należy umieścić na szkiełku podstawowym, a następnie przykryć szkiełkiem nakrywkowym. W skład zestawu preparatów wchodzi gotowe próbki materiałów biologicznych, dzięki czemu nie trzeba ich samodzielnie przygotowywać i można przeznaczyć więcej czasu na prowadzenie obserwacji. Zestaw zawiera także kilka szkiełek podstawowych i nakrywkowych, umożliwiając przygotowanie własnych preparatów do badań mikroskopowych. Szkiełka podstawowe i nakrywkowe są wykonane ze szkła o dużej przejrzystości i zapewniają najwyższą wygodę obserwacji bez odbłasków lub zniekształceń. Gotowych preparatów, szkiełek podstawowych i nakrywkowych można używać z każdym modelem mikroskopu.

W skład zestawu gotowych preparatów Levenhuk N38 NG wchodzi:

1. Skórka cebuli
2. Ziarna żyta
3. Czapeczka korzeniowa
4. Gałązka lipy
5. Pylnik
6. Załącznia
7. Kamelia
8. Skórka liścia bodzisza
9. Odnóże pszczoły
10. Skrzydło pszczoły
11. Oczlik
12. Toczek
13. Euglena
14. Pantofelek
15. Dżdżownica
16. Aparat gębowy komara
17. Glista
18. Rozwielitka
19. Muszka owocowa (larwa)
20. Muszka owocowa (larwa)
21. Muszka owocowa
22. Komórka zwierzęca
23. Komórka roślinna
24. Pleśń
25. Podział komórki jajowej
26. Mitoza korzenia cebuli
27. Mięsień poprzecznie prążkowany
28. Plemniki ssaka
29. Nerw (przekrój poprzeczny)

-
30. Tkanka łączna luźna
 31. Komórka jajowa ssaka
 32. Komórki nerwowe
 33. Tkanka chrzęstna szklista
 34. Mięsień gładki
 35. Kość
 36. Krew żaby
 37. Krew ludzka
 38. Nabłonek jednowarstwowy

Zestaw zawiera także: 24 szkiełka podstawowe i 40 szkiełek nakrywkowych.

Przykładowe obrazy widoczne pod mikroskopem podczas obserwacji tych slajdów można znaleźć w Galerii tego produktu.

Zastosowanie: Produkt do użytku ogólnego. Może być używany przez dzieci powyżej 3. roku życia.