

Link do produktu: <https://edusfera.net/aparat-cyfrowy-fotograficzny-levenhuk-m200-base-p-533.html>

Aparat cyfrowy fotograficzny Levenhuk M200 BASE

Cena	539,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	70354
Kod producenta	70354
Kod EAN	0611901505527
Producent	Levenhuk

Opis produktu

Aparat cyfrowy Levenhuk M200 BASE to gratka dla każdego miłośnika mikrobiologii. Dzięki niemu każdy zwyczajny mikroskop biologiczny stanie się zaawansowanym narzędziem cyfrowym. Aparat ten umożliwia fotografowanie preparatów mikroskopowych oraz nagrywanie filmów w sześciu trybach oferujących różne liczby klatek na sekundę oraz różne rozdzielczości obrazu. Zdjęcia i filmy o rozdzielczości do 1600 x 1200 pikseli to materiał, który pozwoli na stworzenie archiwum obserwacyjnego oraz dzielenie się wynikami badań w Internecie. Dzięki aparatowi Levenhuk M200 BASE możesz podzielić się szczegółową dokumentacją swoich badań z przyjaciółmi oraz innymi miłośnikami nauki. Aparat mocowany jest w miejscu standardowego okularu i zasilany z komputera za pomocą kabla USB. Korzystanie z aparatu jest możliwe od razu po zainstalowaniu na komputerze specjalnego oprogramowania (dołączonego do zestawu). Model kompatybilny jest z tubusami okularów o średnicy 23,2 mm, a po zastosowaniu adaptera (nie w zestawie) może być używany tak że z mikroskopami o innych rozmiarach.

W zestawie znajduje się płyta CD ze specjalnym oprogramowaniem umożliwiającym edytowanie zapisanych wcześniej zdjęć: powiększanie, kadrowanie, zmianę kontrastu itp.

Oprogramowanie Levenhuk dla systemu Windows jest dostępne w ośmiu językach: angielskim, francuskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym i tureckim. Dla systemów Mac i Linux dostępne jest obecnie tylko z interfejsem w j. angielskim.

Aby zapewnić najlepszą możliwą pracę Twojego nowego aparatu fotograficznego, upewnij się, że używany komputer spełnia wymagania systemowe określone przez producenta. Kompatybilne systemy operacyjne: Mac OS, Linux i Windows. Do podłączenia niezbędny jest port USB 2.0.

Jeżeli oprogramowanie nie działa na Twoim komputerze, skontaktuj się z nami i przekaz informację o wersji używanego systemu operacyjnego (dla środowiska Linux: platforma i wersja jądra).

Zawartość zestawu:

- Aparat cyfrowy Levenhuk do mikroskopu
- Kabla USB
- Dysk instalacyjny CD Levenhuk (sterowniki, oprogramowanie do oglądania, zapisywania i przetwarzania obrazu)
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna