

Link do produktu: <https://edusfera.net/aparat-cyfrowy-fotograficzny-levenhuk-m300-base-p-534.html>



Aparat cyfrowy fotograficzny Levenhuk M300 BASE

Cena	629,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	70355
Kod producenta	70355
Kod EAN	0611901505534
Producent	Levenhuk

Opis produktu

Levenhuk M300 BASE to nowoczesny aparat cyfrowy do mikroskopów, który umożliwia fotografowanie badanych preparatów, nagrywanie filmów oraz bezpośrednie przesyłanie rejestrowanego obrazu na ekran komputera. Korzystając z aparatu i specjalnego oprogramowania, możesz dokładnie analizować szczegóły badanych próbek na komputerze stacjonarnym lub laptopie, rejestrować interesujące momenty oraz edytować zapisane zdjęcia i filmy.

Aparat Levenhuk M300 BASE może być używany z każdym mikroskopem biologicznym lub stereoskopowym wyposażonym w tubus okularu o średnicy 23,2 mm. Jeżeli posiadany mikroskop ma inne wymiary, można zamontować aparat za pomocą specjalnego adaptera (sprzedawanego oddzielnie). Aby rozpocząć korzystanie z aparatu, wystarczy podłączyć go do komputera za pomocą kabla USB i zainstalować oprogramowanie dołączone do zestawu.

Aparat cyfrowy Levenhuk M300 BASE to łatwy sposób na przekształcenie prostego narzędzia optycznego w nowoczesny mikroskop cyfrowy. To niezwykle praktyczny przyrząd do nauki, pracy lub amatorskich badań.

W zestawie znajduje się płyta CD ze specjalnym oprogramowaniem umożliwiającym edytowanie zapisanych wcześniej zdjęć: powiększanie, kadrowanie, zmianę kontrastu itp.

Oprogramowanie Levenhuk dla systemu Windows jest dostępne w ośmiu językach: angielskim, francuskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym i tureckim. Dla systemów Mac i Linux dostępne jest obecnie tylko z interfejsem w j. angielskim.

Aby zapewnić najlepszą możliwą pracę Twojego nowego aparatu fotograficznego, upewnij się, że używany komputer spełnia wymagania systemowe określone przez producenta. Kompatybilne systemy operacyjne: Mac OS, Linux i Windows. Do podłączenia niezbędny jest port USB 2.0.

Jeżeli oprogramowanie nie działa na Twoim komputerze, skontaktuj się z nami i przekaz informację o wersji używanego systemu operacyjnego (dla środowiska Linux: platforma i wersja jądra).

Zawartość zestawu:

- Aparat cyfrowy Levenhuk do mikroskopu
- Kabla USB
- Dysk instalacyjny CD Levenhuk (sterowniki, oprogramowanie do oglądania, zapisywania i przetwarzania obrazu)
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna